

Proceso para la activación de Bio-Renova

- 1 Tome un balde en el cual pueda medir 18 partes de agua (si su balde no tiene la capacidad para almacenar las 18 partes de agua, repita la operación de llenado según la disponibilidad de medida de su balde).



- 2 Vierta las 18 partes de agua en el recipiente hermético, si éste es de boca estrecha utilice un embudo.



- 3 Agregue el litro de Melaza en el recipiente hermético.



- 4 Agite el recipiente que contiene el Bio-Renova y viértalo en el recipiente hermético.



- 5 Cierre y agite el recipiente hermético hasta que quede bien mezclado.



- 6 Deje activar el producto por un tiempo mínimo de 5 días.



NOTA: La producción de gas es normal durante el proceso de activación, presentándose una inflación en el recipiente.